

Instructions pour l'assemblage:

Protection anti-éclaboussures pour enfant - Protection jetable / réutilisable


1 Faire glisser

2 Cliquez sur

3 Zip


1 **Faites glisser la sangle dans les passants de ceinture.**

Faites glisser la sangle dans les passants de ceinture.




2 **Cliquez sur**

Tirez la sangle vers la gauche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis tirez la sangle vers la droite pour l'encliqueter endroit.



3 **Zip**

Insérez l'extrémité de la fermeture éclair de la sangle dans la fente. Placez sur la tête et tirez pour un ajustement confortable.



Installations de fabrication:

555 Raymond Drive
Islandia, NY 11749 USA
631-234-4300

3478 Ashby,
St. Laurent, QC H4R 2C1 Canada
514-335-1775

